



DESROTADOR TIBIOFEMORAL

Desrotador tibiofemoral.

[Ver en la web](#)

Ref: 7464

Precio: Consulta su disponibilidad

Categorías: [Órtesis infantiles](#)

Descripción

El desrotador tibiofemoral se compone de cinchas elásticas unidireccionales y un faja. Las cinchas incorporan por su parte interna unas perlas de silicona que con su adherencia permiten una tracción en forma de espiral desde la parte medial del pie hasta la cintura. Esto permite rotar la tibia, el fémur y la cadera para corregirlos y mantener una alineación de toda la extremidad. Este producto debe ser prescrito por un médico o rehabilitador titulado, y debe ser colocado por el mismo o por un profesional sanitario formado para ello.
